

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИБОРА “MICROCURRENT”

ЛИЦО

1. ЩЕКА + ЧЕЛЮСТЬ

Расположите нижний шарик на линии челюсти, а верхний шарик — чуть выше (начиная с носогубной складки).

Медленно проведите устройством от начала скулы, вдоль носа, до нижней части уха.



2. НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЩЕК

Расположите нижний шарик под скулой у носа, а верхний шарик - чуть выше нижнего (начиная от носогубной складке). Медленно проведите устройством от начала скулы, у носа, до середины уха.

3. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЩЕК

Расположите нижний шарик на скуле у носа так, чтобы верхний шарик находился немного выше нижнего, при этом верхний шарик должен располагаться за пределами глазницы (круговой мышцы глаза). Медленно проведите устройством от начала скулы, вдоль носа, к верхней части уха.

Повторите каждый шаг три раза.

Каждый цикл скольжения должен длиться 7 секунд (1 звуковой сигнал).

Комментарии:

Два круга, обозначающие положение микроэлектрического датчика тока, стрелками показывают направление скольжения.

ЛОБ

1. ГУСТЫЕ БРОВИ

Расположите сферы горизонтально, сместив их от центра и разместив над самой верхней частью лба. Медленно проведите устройством вверх по направлению к линии роста волос.



2. ЛОБНАЯ ДУГА

Расположите сферы горизонтально, немного выше изгиба лба. Медленно проведите устройством вверх по направлению к линии роста волос.

3. ТОНКИЕ БРОВИ

Расположите сферы горизонтально, немного выше линии роста бровей.

Медленно проведите устройством вверх по направлению к линии роста волос. Повторите каждый шаг три раза.
Каждое движение должно занимать 7 секунд (1 звуковой сигнал).
Повторите то же самое с противоположной стороны

Разместите шарики на носогубной складке, плавно продвигая их в направлении уха, избегая орбитальных мышц глаза.



Расположите шарики чуть выше бровей и проведите ими по направлению к линии роста волос.



В нижней челюсти два шарика расположены параллельно. Осторожно приподнимите челюсть снизу вверх.



С помощью одного шарика поднимите и удерживайте уголок рта, а другой шарик поместите под губу.



Под скулой поднимите и удерживайте шарики в горизонтальном положении.



Одной сферой приподнимите и удерживайте уголок рта, а другую поместите над губой.



Немного ниже бровей поднимите и удерживайте шары в горизонтальном положении.



На линии челюсти поднимите и удерживайте нижний шар, затем поместите верхний шар сверху. Продолжайте движение по всей линии челюсти.



Над бровью, поднимите и опустите пальцы горизонтально.

